




CATÁLOGO

CERTIFICADOS:




TIRAS DE ALCOHOL SALIVA

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de saliva, entregando resultados semi cualitativo en 2 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0,02 0,02°BAC.

Leer el resultado a los 2 minutos

 Resultados en 2 minutos

Certificados:



TEST DE 6 DROGAS FORMATO LÁPIZ



Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de fluido oral.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

Resultados en 5 minutos

Certificados:

| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 4 hrs a 14hrs | 50 ng/ml |
| Cocaina (COC) | 5 a 10 min hasta 24 hrs | 20 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Metanfetaminas (MET) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 7 hrst hasta 21 hrs | 40 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 72 hrs | 30 ng/ml |




TEST DE 5 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 4 hrs hasta 14 hrs | 50 ng/ml |
| Cocaina (COC) | 5 a 10 min hasta 24 hrs | 20 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 7hrs hasta 21 hrs | 40 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 72 hrs | 30 ng/ml |




TEST DE DROGAS + ALCOHOL FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas y alcohol en una muestra de fluido oral.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 a 72 horas.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 4 hrs hasta 14 hrs | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 5 a 10 min hasta 24 hrs | 20 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Metanfetaminas (MET) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 7 hrs hasta 21 hrs | 40 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 72 hrs | 30 ng/ml |
| Alcohol (ALC) | 30 min hasta 24 hrs | 0.02% |



TEST DE 7 DROGAS + ALCOHOL FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 7 drogas y alcohol en una muestra de fluido oral.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 4 hrs hasta 14 hrs | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 5 a 10 min hasta 24 hrs | 20 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Metanfetaminas (MET) | 5 a 10 min hasta 72 hrs | 50 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 7 hrs hasta 21 hrs | 40 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 21 hrs | 30 ng/ml |
| Ketamina (KET) | 5 a 10 min hasta 3 hrs | 50 ng/ml |
| Alcohol (ALC) | 30 min hasta a 24 hrs | 0.02% |





TEST DE 5 DROGAS FORMATO COPA

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral, Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:    

| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 4 hrs hasta 14 hrs | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 5 a 10min hasta 24 hrs | 150 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 5 a 10min hasta 72 hrs | 500 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 7 hrs hasta 72 hrs | 200 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 12 días | 200 ng/ml |




TIRAS DE ALCOHOL ORINA

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de orina, entregando resultados semi cualitativo en 3 a 5 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0.02.

Leer el resultado a los 2 minutos

 Resultados en 2 minutos

Certificados:





TEST DE 1 DROGA KET FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar ketamina (KET) en una muestra orina.

Tiene un periodo de detección desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Ketamina (KET) | 3 días min. y 5 días max. | 1000 ng/ml |





TEST DE 1 DROGA THC FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar Cannabis (THC) en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:





TEST DE 2 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 2 drogas en una muestra de orina.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 4 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | Min 2-56 hrs hasta Max 3-10 días | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | Min 4 hrs hasta Max 24-48 hrs | 150 ng/ml |



TEST DE 4 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 4 drogas en una muestra de orina.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 2 hrs hasta 3-7 días | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 4 hrs hasta 24-48 hrs | 150 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 2 hrs hasta 24 hrs | 500 ng/ml |
| Benzodiazepinas (BZO) | 2 hrs hasta 3-7 días | 200 ng/ml |



TEST DE 5 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de orina.



Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 2 hrs hasta 3-7 días | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 4 hrs hasta 24-48 días | 150 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 2 hrs hasta 24 hrs | 500 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 2 hrs hasta 4 días | 200 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 3-7 días | 200 ng/ml |



TEST DE 6 DROGAS FORMATO PANEL



Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:

| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 2 hrs hasta 3-7 días | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 4 hrs hasta 24-48 días | 150 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 2 hrs hasta 24 hrs | 500 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 2 hrs hasta 4 días | 200 ng/ml |
| Benzodiazepinas (BZO) | 2 hrs hasta 3-7 días | 200 ng/ml |
| Metanfetamina (MET) | 2 hrs hasta 3-7 días | 500 ng/ml |



TEST DE 6 DROGAS FORMATO COPA CON LLAVE

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia | Periodo de detección | Punto de corte |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Cannabis (THC) | 2 hrs hasta 3-7 días | 50 ng/ml |
| Cocaína (COC) | 4 hrs hasta 24-48 días | 150 ng/ml |
| Anfetaminas (AMP) | 2 hrs hasta 24 hrs | 500 ng/ml |
| Metanfetaminas (MET) | 2 hrs hasta 3-5 días | 500 ng/ml |
| Opiáceos (OPI) | 2 hrs hasta 4 días | 200 ng/ml |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 3-7 días | 200 ng/ml |

- Asegura el casquillo mientras que la copa esté sobre una superficie
- Técnico despega la etiqueta para revelar tira de la adulteración
- Espera 5 minutos leer los resultados de drogas
- Lea las tiras de adulteración y yris de alcohol entre 4-5min con la ayuda de la carta de color

El resultado de la tira de drogas debe leerse a los 5 min

En 2 min a la hora de leer artículos de alcohol:

| OX | MIT | S.G. |
|------|-----|------|
| GLUT | PH | OC |
| + | + | + |
| - | - | - |
| + | - | + |
| - | + | - |
| + | + | + |
| - | - | - |

Negativo Positivo Invalido

0.02% 0.04% 0.08% 0.30%